

[Валидировано Kd] Анти-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P68400

Артикул: CM0003795



введение

Анти-Casein Kinase 2 alpha кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB и ELISA. Нацелен на человеческий CSNK2A1, ключевую киназу в путях клеточного цикла, апоптоза, транскрипции и репарации ДНК. Для исследовательского использования, не для диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано KD] Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	CKII, Cka1, Cka2, CK2A1, OCNDS, [Валидировано KD] Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1457
GeneID	1457
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P68400
Молекулярный вес белка	45 кДа
Доставка	Сумка со льдом