


## [Валидировано Kd] Анти-Egfr Кроличий Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P00533

Артикул: CM0005827



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к EGFR [Валидировано KD] для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Взаимодействует с человеческим EGFR, ключевым рецепторной тирозинкиназой, участвующей в онкогенезе и передаче сигналов. Идеально подходит для онкологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано KD] EGFR кроличий PolymAb®                                            |
| Примечания/Псевдонимы     | EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; рецептор эпидермального фактора роста |
| Вид                       | Человек                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 1956                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок EGFR человека                                                  |
| Источник                  | Кролик                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                             |
| SWISS                     | P00533                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                                            |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                   |