

[Kd Validated] Кроличье Моноклональное Антитело Против Galc Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Elisa - P54803

Артикул: CM0006996

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой галактоцереброзидазы (GALC), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Детектирует GALC человека, мыши и крысы (~77 кДа). Идеально для исследований лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] Кроличье mAb против GALC
Примечания/Альтернативные названия	GALC; галактоцереброзидаза
Вид	Человек
GeneID (человек)	2581
GeneID	2581
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-300 человеческой GALC (NP_000144.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54803
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом