


Валидированное Kd Кроличье Поликлональное Антитело Против Me1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P48163

Артикул: CM0023243



введение

Валидированное KD кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ME1 (НАДФ-зависимая малатдегидрогеназа) для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма и онкологии. SWISS: P48163.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное KD] ME1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MES; HUMNDME; [Валидированное KD] ME1
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	4199
Gene ID	4199
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 472-572 человеческого ME1 (NP_002386.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48163
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом