

КД-Валидированное Моноклональное Кроличье Антитело Против Sharpin Для Wb, If/Icc, Ифа — Q9H0F6

Артикул: CM0006685



введение

КД-валидированное моноклональное кроличье антитело к человеческому Sharpin (SIPL1). Подходит для WB, IF/ICC, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека и крысы. Полезно для изучения сигналинга NF-κB, воспаления и линейной убиквитинации. SWISS: Q9H0F6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КД-валидированное] Моноклональное кроличье антитело к Sharpin
Примечания/Синонимы	SIPL1; [КД-валидированный] Sharpin
Вид	Человек
ID гена (человек)	81858
ID гена	81858
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-126 человеческого SHARPIN (NP_112236.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H0F6
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С ледяным пакетом