


Поликлональное Кроличье Антитело Против Ythdc2, Валидированное Методом Kd, Для Wb, Ip, If-P, Elisa — Q9H6S0

Артикул: CM0021397



введение

Валидированное методом KD поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий YTHDC2 (РНК-хеликаза 3'-5'), для WB, IP, IF-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Выявляет полосу размером около 160 кДа; идеально подходит для исследований мейоза и деградации РНК, содержащей m6A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное методом KD] кроличье поликлональное антитело против YTHDC2
Примечания/синонимы	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	64848
GeneID	64848
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1286–1430 человеческого YTHDC2 (NP_073739.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, ELISA
Перекры́стная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H6S0
Молекулярная масса белка	160 кДа
Условия транспортировки	Хладагент