

Кроличья Поликлональная Антитело К Kiaa1456 (Trm9L) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9P272

Артикул: CM0028093

введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичная к KIAA1456 (TRM9L/тРНК-метилтрансфераза 9B), валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Подходит для исследований рака и изучения модификаций тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIAA1456 Кроличья пАб
Примечания/Альясы	TRM9L; hTRM9L; C8orf79; KIAA1456
Вид	Человек
ID гена (человек)	57604
ID гена	57604
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 110–330 человеческого KIAA1456 (NP_065895.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P272
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовой пакет