

Кроличья Rab K Kif2B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q8N4N8

Артикул: CM0025761

введение

Кроличья поликлональная антитело (pAb) к KIF2B от CamelBio (Q8N4N8) обнаруживает человеческий кинезин KIF2B в методах WB и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы, расчетная молекулярная масса 76 кДа. Идеально подходит для исследований клеточного деления и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF2B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KIF2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	84643
GeneID	84643
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 544-673 человеческого KIF2B (NP_115948.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N4N8
Молекулярный вес белка	76kDa
Доставка	Сумка со льдом