

Кроличья Поликлональное Антитело К Klk7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49862

Артикул: CM0026786



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого KLK7 (калликреин-7), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для исследований шелушения кожи, рака яичников и протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLK7 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	hK7; SCCE; PRSS6; KLK7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5650
ID гена	5650
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-253 человеческого KLK7 (NP_644806.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49862
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом