


Кроличье Поликлональное Антитело К Kmt2A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q03164

Артикул: CM0016140



введение

Кроличье поликлональное антитело к KMT2A, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на гистонметилтрансферазу MLL1, участвующую в метилировании H3K4 и регуляции транскрипции, что имеет значение для лейкемии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к KMT2A (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; KMT2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4297
GeneID	4297
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2829-2883 белка KMT2A человека (NP_005924.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03164
Молекулярная масса белка	432 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом