


Валидированные На Нокауте Поликлональные Антитела Кролика Против Карбоангидразы 2 (Ca2) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P00918

Артикул: CM0023101



введение

Валидированные на нокауте поликлональные антитела кролика, направленные против человеческой карбоангидразы 2 (CA2). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; перекрестно реагируют с человеческими и мышиными образцами. Для исследовательского использования в изучении регуляции pH, биологии костей и ионного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Карбоангидраза 2 (CA2) поликлональные антитела кролика (pAb)
Примечания/Псевдонимы	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282
Вид	Человек
ID гена (Человек)	760
ID гена	760
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческой карбоангидразы 2 (CA2) (NP_000058.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00918
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	Сумка со льдом