


[KO Валидировано] Поликлональное Антитело Против Cdk8 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - P49336

Артикул: CM0024776



введение

CamelBio поставляет [KO Валидированное] Кроличье поликлональное антитело к CDK8 (P49336), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Надежный инструмент для исследований регуляции транскрипции в образцах человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] Кроличье pAb к CDK8
Примечания/Альтернативные названия	K35, IDDHBA, K8
Вид	Человек
Идентификатор гена	1024
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 365-464 белка CDK8 человека (NP_001251.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49336
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом