

[Валидировано Методом Нокаута] Поликлональное Кроличье Антитело Против Gata3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P23771

Артикул: CM0019880



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого GATA3, валидированное методом нокаута. Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Для изучения функции транскрипционного фактора Т-клеток при дифференцировке Th2 и иммунном ответе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом нокаута] Кроличье поликлональное антитело к GATA3
Примечания/синонимы	HDR; HDRS; A3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2625
Идентификатор гена	2625
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого GATA3 (NP_001002295.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23771
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом