


Поликлональное Антитело Против Itch, Валидированное Методом Нокаута, Для Вестерн-Блота И Ифа — Q96J02

Артикул: CM0016045



введение

Кроличье поликлональное антитело против ITCH (Е3 убиквитин-лигаза гомолог Itchy), валидированное методом нокаута, для Вестерн-блота и ИФА на материале человека, мыши и крысы. Участвует в процессах убиквитинирования, воспаления, иммунного ответа и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] ITCH Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Вид	Человек
ID гена (человек)	83737
ID гена	83737
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузинный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-155 ITCH (NP_001244066.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96J02
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом