

[Валидировано На Ко] Кроличья Моноклональная Антитело Против Kras Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Артикул: CM0006359



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против KRAS для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает KRAS человека, мыши и крысы — ключевой белок сигнального пути Ras-MAPK, участвующий в пролиферации клеток и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] KRAS кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3845
GeneID	3845
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01116
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	В ледяном пакете