

Валидированное Ко Поликлональное Антитело Против Pdc6 (Alg2) Для Вестерн-Блоттинга, Ip, Elisa - 075340

Артикул: CM0025571



введение

Кроличье поликлональное антитело против PDCD6 (ALG-2), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] PDCD6 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALG2; ALG-2; PEF1B; D6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10016
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-191 белка PDCD6 человека (NP_037364.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075340
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом