

[KO Validated] Кроличьи Поликлональные Антитела Polymab® К Синтазе Жирных Кислот (Fasn) Для Wb, If/Icc, Elisa - P49327

Артикул: CM0006489



введение

Высококачественные [KO Validated] кроличьи поликлональные антитела PolymAb® к синтазе жирных кислот (FASN) для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Валидированы для использования с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма жирных кислот и репликации SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Кроличьи поликлональные антитела PolymAb® к синтазе жирных кислот (FASN)
Примечания/Синонимы	FAS; OA-519; SDR27X1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2194
Идентификатор гена	2194
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2212-2511 синтазы жирных кислот человека (FASN) (NP_004095.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49327
Молекулярная масса белка	273 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом