


## [Валидировано На Ко] Кроличьи Pab К P53 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04637

Артикул: CM0017632



### введение

Валидированные на КО поликлональные кроличьи антитела (pAb) к p53, валидированные в WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Взаимодействуют с человеческим, мышинным и крысиным p53. Нацелены на супрессор опухолей p53, идеально подходят для изучения апоптоза и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

| Параметр               | Значение                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта      | [Валидировано на КО] Кроличьи pAb к p53                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним   | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53                                                                                                                    |
| Вид                    | Человек                                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)       | 7157                                                                                                                                                  |
| GeneID                 | 7157                                                                                                                                                  |
| Иммуноген              | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-393 человеческого p53 (NP_000537.3). |
| Источник               | Кролик                                                                                                                                                |
| Категория              | Поликлональные антитела                                                                                                                               |
| Применение             | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                          |
| Перекреактивность      | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                  |
| SWISS                  | P04637                                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка | 44кДа                                                                                                                                                 |
| Доставка               | Сумка со льдом                                                                                                                                        |