


## Кроличья Моноклональная Антитело К L3MbtI3 Для Wb, Ip, Elisa - Q96Jm7

Артикул: CM0003299



### введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого L3MBTL3 (MBT-1) — регулятора хроматина, участвующего в сигнальном пути Notch и деградации белков. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA) на человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональная антитела кролика к L3MBTL3                                                                           |
| Примечания/Алиасы         | MBT1; MBT-1; L3MBTL3                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 84456                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-255 человеческого L3MBTL3 (NP_115814.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                             |
| Применение                | WB, IP, ELISA                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                             |
| SWISS                     | Q96JM7                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 88 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                  |