


Кроличья Поликлональная Антитела К Lc3B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Gzq8

Артикул: CM0017964



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к LC3B, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагируют с LC3B человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований аутофагии и контроля качества митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличьи pAb к LC3B
Примечания/Альтернативные названия	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Вид	Человек
ID гена	81631
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого LC3B (NP_073729.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZQ8
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом