

Поликлональные Антитела Кролика Против Lumican (Lum) Для Wb, If/Icc, Elisa - P51884

Артикул: CM0027355

введение

Поликлональные антитела кролика против Lumican (LUM), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Специфичны к люмикану человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген. Подходят для исследований внеклеточного матрикса и роговицы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против Lumican (LUM)
Примечания/Псевдонимы	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4060
GeneID	4060
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51884
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом