

Кроличья Поликлональная Антитело К Marcksl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49006

Артикул: CM0030080

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против MARCKSL1 (белок, подобный MARCKS 1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Полезно для изучения регуляции актинового цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARCKSL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	65108
ID гена	65108
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-195 человеческого MARCKSL1 (NP_075385.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49006
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент