

Кроличье Моноклональное Антитело К Mef2A+Mef2C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q06413 / Q02078

Артикул: CM0012635

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на MEF2A и MEF2C, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходит для изучения дифференцировки мышц, развития нейронов и функции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEF2A+MEF2C Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4208/4205
GeneID	4208/4205
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-473 человеческого MEF2A+MEF2C (Q06413).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q06413/Q02078
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом