

Поликлональные Кроличьи Антитела К Metrnl Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q641Q3

Артикул: CM0021953

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные на белок, подобный метеорину (METRNL). Валидированы для использования в методах Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий и мышиный METRNL. Идеально подходят для исследований расхода энергии, побурения жировой ткани и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METRNL кроличьи pAb
Вид	Мышь
ID гена	284207
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 179-311 мышинового METRNL (NP_001004431.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q641Q3
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом