

Кроличья Моноклональная Антитела Mgl Polymab® Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q99685

Артикул: CM0007120



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческой MGLL (моноглицеридлипазы, MAGL) для исследований в области IVD, валидированные для WB, IF-P, IHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований эндоканнабиноидной сигнализации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGLL Rabbit PolymAb®
Примечания/алиасы	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5
Вид	Человек
ID гена (человек)	11343
ID гена	11343
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-303 человеческой MGLL. (NP_001003794.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99685
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом