


Кроличий Поликлональный Антитело К Mgmt Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P16455

Артикул: CM0012817



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого MGMT (метилованная-ДНК-белок-цистеин-метилтрансфераза). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Полезно для изучения репарации ДНК и лекарственной устойчивости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGMT кролик rAb
Примечания/Псевдоним	MGMT
Вид	Человек
ID гена (человек)	4255
ID гена	4255
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-207 человеческого MGMT (NP_002403.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16455
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом