

Кроличье Rab Против Mlh3 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Uhc1

Артикул: CM0030007

введение

MLH3 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, нацеленное на белок репарации неспаренных оснований ДНК MLH3. Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA в образцах человека, мыши и крысы, поддерживает исследования механизмов репарации ДНК и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MLH3
Примечания/Альтернативные названия	HNPCС7; MLH3
Вид	Человек
GeneID	27030
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1190-1389 человеческого MLH3 (NP_055196.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHC1
Молекулярная масса белка	164 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом