

Кроличья Поликлональная Антитело К Mmp19 Для Вб, Ифа - Q99542

Артикул: CM0029106

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на MMP19 (матриксная металлопротеиназа-19). Валидирована для ВБ, ИФА. Обнаруживает MMP19 человека, мыши и крысы; подходит для исследований деградации внеклеточного матрикса и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP19 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
Вид	Человек
ID гена (человек)	4327
ID гена	4327
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 209-508 человеческого MMP19 (NP_002420.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99542
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С ледяным пакетом