


Монометил-Гистон H3-K27 Кроличья Мат (Q16695/P68431) - Антитело К Метилированному Гистону H3 Для Wb, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000255



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к монометилированному гистону H3 лизину 27 (H3K27me1), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с гистонам H3 человека, мыши, крысы и растений, идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МоноМетил-Гистон H3-K27 кроличья мат
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; МоноМетил-Гистон H3-K27
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический монометилированный пептид в районе K27 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Arabidopsis thaliana, Рис, Другое (предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом