


Кроличье Поликлональное Антитело К Monomethyl-Histone H3-K36 (Q16695 / P68431) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Ифа (Elisa), Chip-Seq

Артикул: CM0000316



введение

Кроличье поликлональное антитело к MonoMethyl-Histone H3-K36, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ИФА (ELISA) и ChIP-seq. Реагирует с белком человека, мыши, крысы и других видов (предсказана широкая кросс-реактивность). Определяет монометилирование по лизину 36 гистона H3 — ключевую эпигенетическую метку в регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MonoMethyl-Histone H3-K36 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический монометилированный пептид, соответствующий участку вокруг K36 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA), ChIP-seq
Кросс-реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предсказана широкая)
SWISS-PROT	Q16695/P68431
Молекулярная масса (белка)	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом