

## Кроличье Моноклональное Антитело К Msr1 Для Wb, Elisa - P21757

Артикул: CM0007038



### введение

Кроличье моноклональное антитело к MSR1 — это моноклональное антитело для вестерн-блоттинга и ELISA, предназначенное для детекции макрофагального скавенджер-рецептора 1 (MSR1/CD204) человека, мыши и крысы с молекулярной массой ~50 кДа. Идеально подходит для изучения образования пенистых клеток, атеросклероза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к MSR1                                                           |
| Примечания/Синонимы       | SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1                              |
| Вид                       | Человек                                                                                           |
| GeneID (Человек)          | 4481                                                                                              |
| GeneID                    | 4481                                                                                              |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 MSR1 человека (P21757) |
| Источник                  | Кролик                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                           |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                              |
| SWISS                     | P21757                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 50 кДа                                                                                            |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                    |