

Myh6/Myh7 Rabbit Polymab® Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13533 / P12883

Артикул: CM0009406

введение

Рекомбинантный кроличий PolymAb® против человеческого MYH6/MYH7 (кардиальная тяжелая цепь миозина альфа/бета).
Валидирован для WB, IF-P, IHC-P, ELISA с реактивностью на человека, мышь, крысу.
Идеален для кардиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH6/MYH7 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; альфа-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Вид	Человек
GeneID (человек)	4624/4625
GeneID	4624/4625
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 1730-1830 человеческого MYH6/MYH7 (NP_002462.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13533/P12883
Молекулярный вес белка	223кДа
Доставка	Сумка со льдом