


Поликлональное Антитело К Nav2 Для Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8IvL1

Артикул: CM0018806



введение

CamelBio предлагает поликлональное антитело к NAV2 для кролика (SWISS Q8IVL1), специфичное к человеческому NAV2. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; детектирует белок 268 кДа, участвующий в нейрональном развитии и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к NAV2 для кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	HELAD1; RAINB1; POMFIL2; UNC53H2; STEERIN2; NAV2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	89797
ID гена	89797
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1800-1980 человеческого NAV2 (NP_660093.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновые срезы (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IVL1
Молекулярная масса белка	268 кДа
Доставка	В пакете со льдом