


Кроличье Поликлональное Антитело К Nfs1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Артикул: CM0018225



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на цистеиндесульфуразу NFS1. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований биогенеза железо-серных кластеров и митохондриальных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	NFS1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9054
GeneID	9054
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 208-457 человеческого NFS1 (NP_066923.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y697
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом