


Кроличья Поликлональная Антисыворотка К Не-Фосфо-Yap1-S127 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P46937

Артикул: CM0020946



введение

Кроличья поликлональная антисыворотка, распознающая не-фосфорилированный YAP1 по Ser127; валидирована для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Необходима для исследований сигнального пути Hippo и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антисыворотка к не-фосфо-YAP1-S127
Примечания/Алиасы	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Non-phospho-YAP1-S127
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 белка YAP1 человека (NP_001123617.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом