


Кроличье Rab Против Nthl1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P78549

Артикул: CM0029716



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NTHL1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует белок массой 34 кДа, идеально подходит для исследований эксцизионной репарации оснований и окислительного повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NTHL1
Примечания/Альтернативные названия	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4913
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого NTHL1 (NP_002519.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78549
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом