


Моноклональное Антитело К Остеопонтину (Opn) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10451

Артикул: CM0002206



введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого остеопонтина (OPN, SPP1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований в области биологии костей, иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к остеопонтину, мышиное
Примечания/Альтернативные названия	OPN; BNSP; BSP1; ETA-1; Остеопонтин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6696
ID гена	6696
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого остеопонтина
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10451
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом