

Oswrky53 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5W6M7

Артикул: CM0022747

введение

OsWRKY53 Кроличья pAb, поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного OsWRKY53 (aa 1-181) Oryza sativa, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует WRKY фактор транскрипции, участвующий в сигналинге абсцизовой кислоты и гиббереллина, локализуется в ядре.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsWRKY53 Кроличья pAb
Примечания/Алиас	OsWRKY53
Вид	Oryza sativa (Рис посевной)
GeneID	4338474
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-181 OsWRKY53 Oryza sativa. (Q5W6M7)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q5W6M7
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом