

## Кроличье Моноклональное Антитело Pan-Crotonyl-K Для Wb, If/Icc, Elisa - Высокоспецифичное Антитело К Кротонилированному Лизину

Артикул: CM0000017

### введение

Кроличье моноклональное антитело (mAb) Pan-Crotonyl-K, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает кротонилированные остатки лизина у человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для изучения модификаций кротонилирования белков.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье mAb Pan-Crotonyl-K                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                                         |
| Источник                  | Кролик                                                       |
| Категория                 | Другие модифицированные антитела                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр) |
| Вес белка                 | 10 кДа или более                                             |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                            |