

Кроличье Моноклональное Антитело К Par4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q96Iz0

Артикул: CM0005789



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к PAR4 для WB, IHC-P, ELISA. Взаимодействует с человеческим и мышинным PAR4, проапоптотическим белком для исследований в области онкологии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к PAR4
Примечания/Псевдоним	PAR4; Par-4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5074
ID гена	5074
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 241-340 человеческого PAR4 (Q96Iz0).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96Iz0
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент