

## Поликлональное Антитело Кролика К Реа15 Для Вб И Ифа — Q15121

Артикул: CM0030532



### введение

РЕА15 кроличье пАнт — поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного человеческого РЕА15 (а.к. 1–130). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с антигенами человека и мыши. Рекомендовано для исследований апоптоза, транспорта глюкозы и сигнализации киназы MAP.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | РЕА15 кроличье пАнт                                                                                               |
| Примечания/псевдонимы     | PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 8682                                                                                                              |
| ID гена                   | 8682                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1–130 человеческого РЕА15 (NP_003759.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                           |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                     |
| SWISS                     | Q15121                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 15 кДа                                                                                                            |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                   |