

Кроличье Моноклональное Антитело К Per2 (Человек) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа, ChIP - O15055

Артикул: CM0004078



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика к PER2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФА и ChIP. Специфично к человеческому PER2 (O15055), ключевому регулятору циркадных часов. Идеально для исследований циркадных ритмов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к PER2
Примечания/Альтернативные названия	FASPS; FASPS1; PER2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8864
GeneID	8864
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PER2 (O15055).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15055
Молекулярная масса белка	137 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом