


Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-А-Синуклеину (S129) Для Wb, Elisa - P37840

Артикул: CM0001863



введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо- α -синуклеину (S129), валидированные для методов WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишенью является фосфорилированный серин 129 альфа-синуклеина (SNCA), что имеет ключевое значение для исследований болезни Паркинсона. - P37840

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к фосфо- α -синуклеину (S129)
Примечания/Синонимы	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Фосфо- α -синуклеин-S129
Вид	Человек
ID гена (человек)	6622
ID гена	6622
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S129 альфа-синуклеина человека (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом