


Фосфо-Arhgef2-S886 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, Elisa - Q92974

Артикул: CM0001846



введение

Кроличьи поликлональные антитела к фосфорилированному ARHGEF2 по серину 886, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) у человека, мыши и крысы. Подходят для изучения сигналинга Rho ГТФаз, клеточной миграции и врожденного иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ARHGEF2-S886 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Phospho-ARHGEF2-S886
Вид	Человек
ID гена (человек)	9181
ID гена	9181
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S886 человеческого ARHGEF2 (NP_001155855.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92974
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	Холодильный пакет