


## Фасфо-С-Jun-T91 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05412

Артикул: CM0001220



### введение

Фосфоспецифические поликлональные кроличьи антитела, направленные против Thr91 транскрипционного фактора c-Jun (AP-1, p39). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения сигнального пути JNK, клеточной пролиферации и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb                                                        |
| Примечания/Псевдоним      | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91                                      |
| Вид                       | Человек                                                                             |
| ID гена                   | 3725                                                                                |
| Иммуноген                 | Синтетический фосфорилированный пептид в районе T91 человеческого JUN (NP_002219.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                              |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                          |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                |
| SWISS                     | P05412                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 36кДа                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                      |