


Фосфо-Egfr-Y998 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа - P00533

Артикул: CM0000424



введение

Фосфо-EGFR-Y998 кроличья поликлональная антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий EGFR, фосфорилированный по остатку Y998; подходит для исследований в области онкологии и сигнальных путей. Валидирована на человеческих образцах. Молекулярная масса 134 кДа. SWISS P00533.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EGFR-Y998 кроличья pAb
Примечания/алиасы	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y998
Вид	Человек
GeneID (человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области остатка Y998 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Масса белка	134 кДа
Доставка	Холодильный пакет