


Поликлональное Антитело К Фосфо-Eif4Ebp1 (T37/T46) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q13541

Артикул: CM0001319



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфорилированному eIF4EBP1 (T37/T46) для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Регулирует инициацию трансляции через mTORC1; ключевой реагент для исследований в области онкологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-eIF4EBP1-T37/46 кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/46
Вид антитела	Человек
ID гена (человек)	1978
ID гена	1978
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T37 и T46 белка eIF4EBP1 человека (NP_004086.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13541
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодопак