

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Foxo1-S319 Для Wb, IHC-P, Ифа - Q12778

Артикул: CM0000813



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, направленное против фосфорилирования в положении Ser319 человеческого FOXO1 (ID гена: 2308). Валидировано для WB, IHC-P, ИФА. Реагирует с мишенями мыши и крысы. Идеально подходит для исследования инсулинового сигналинга и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-FOXO1-S319, кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	FKH1; FKHR; FOXO1A; Phospho-FOXO1-S319
Вид	Человек
ID гена (человек)	2308
ID гена	2308
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S319 человеческого FOXO1 (NP_002006.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12778
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Холодовая упаковка