

Фосфо-Антитело К Foxo4 (S197) Кроличье Поликлональное, Для ВБ, Иф/Икк, Ифа - P98177

Артикул: CM0000925



введение

Фосфо-антитело к FOXO4 (S197) кроличье поликлональное, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает фосфорилированный по остатку Ser197 белок FOXO4 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований инсулиновой сигнализации, клеточного цикла и процессов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FOXO4-S197 кроличье пАнт
Примечания/синонимы	AFX; AFX1; MLLT7; Phospho-FOXO4-S197
Вид	Человек
ID гена (человек)	4303
ID гена	4303
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S197 человеческого FOXO4 (NP_005929.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P98177
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет