

Фосфо-Hdac5-S498 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uql6

Артикул: CM0001466



введение

Кроличья поликлональное антитело против фосфорилированного HDAC5 (S498) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействует с HDAC5 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований эпигенетической регуляции, ремоделирования хроматина и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HDAC5-S498 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	HD5, NY-CO-9, Фосфо-HDAC5-S498
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10014
ID гена	10014
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S498 человеческого HDAC5 (NP_005465.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфо-специфические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQL6
Молекулярный вес белка	122кДа
Доставка	Сумка со льдом